CHECK LIST BRAVO 59 MEZZO DI SOCCORSO	
VANO SANITARIO	COMPARTO DI GUIDA
☐ 1 Estintore da 3 Kg a norma UNI	☐ 1 Estintore da 3 Kg a norma UNI
☐ Riscaldamento/climatizzazione funzionanti ☐ Si ☐ No	☐ 1 Lampada portatile alimentazione batteria 12 V
☐ Espulsione aria forzata funzionante ☐ Si ☐ No ☐ Inverter funzionante ☐ Si ☐ No	 □ 1 Bollettario associativo minimo 5 bolle + □ 1 Bollettario di scorta □ 1 Blocco "Relazione di Soccorso MSB" AREU 118 – IN USO
☐ Defibrillatore Lifepak 500 o 1000 (VERIFICATO: ☐ Si ☐ No)	☐ 1 Blocco "Relazione di Soccorso MSB" AREU 118 – IN USU ☐ 1 Blocco "Relazione di Soccorso MSB" AREU 118 – DI SCORTA
☐ Barella Ferno (Verifica integrità: ☐ Si ☐ No)	☐ 1 GPS + sistema di alimentazione (Funzionante: ☐ Si ☐ No)
□ Supporto portaflebo barella	☐ 1 Radio 118 completa di tablet (Funzionante: ☐ Si ☐ No)
☐ 2 Cuscini ☐ 2 coperte ☐ 3 federe ☐ 6 lenzuola monouso	☐ Stracci per pulizia ☐ Vetril o altro prodotto per pulizia vetri
☐ 2 Flussimetri con collegamento fisso all'impianto dell' O₂	☐ Ortelio "Milano e Hinterland" + ☐ Ortelio "Como Lecco Sondrio"
1 Barella a cucchiaio più cinture 1 Tavela spinale RY, a TAC compatibile	☐ 1 Neoxidina alcolica S aperta da < 90 gg
 □ 1 Tavola spinale RX e TAC compatibile □ 2 Ferma capo + □ 2 fionde + □ "ragno" per immobilizzazione 	 ☐ Kit Scasso (☐ 2 Guanti da lavoro + ☐ 2 Fumogeni) ☐ 2 Torce antivento con sistema di accensione (in Kit Scasso)
☐ 1 Materassino a depressione	☐ Telefono cellulare identificativo mezzo 118
☐ 1x Steccobende a depressione ☐ Arto sup. ☐ Arto inf. + pompa	☐ 1 Cartelletta sigillata "Protocollo Incidente Maggiore MSB"
☐ 1 Immobilizzatore KED (☐ 2 fionde + ☐ 1cuscino)	☐ 1 BOX braccialetti maxiemergenza 118
☐ 1 Spinale pediatrica ☐ 2 Rotoli fermacapo	☐ 3 "Ricevuta di trattenimento presidi MSB"
1 Telo da trasporto a 6 maniglie	ZAINO BLS
□ 1 CTS Immobilizzatore pediatrico □ 1 T-POD □ 1 Sedia per pazienti cardiopatici	1 Saturimetro con sonda adulti 1 Sfigmomanometro adulti + fonendo
☐ 1 Sedia per pazienti cardiopatici☐ 1x Collari ☐ Arancio ☐ Giallo ☐ Blu ☐ Azzurro ☐ Rosso ☐ Grigio	☐ 1 Sfigmomanometro ☐ Pediatrico ☐ Neonatale + fonendo
☐ 1 Aspiratore per secreti asportabile 12/220 volt ☐ Ok ☐ KO	1 Termometro a mercurio ecologico
☐ 1 Aspiratore fisso ☐ 1 Aspiratore manuale	☐ 1 Pocket-mask
☐ 2x Cateteri aspiraz. ☐Arancio Ch16 ☐Verde Ch14 ☐Bianco Ch12	☐ 2x Cateteri aspiraz. ☐Arancio Ch16 ☐Verde Ch14 ☐Bianco Ch12
☐ 2 Bombole O2 7 It la cui capacità complessiva sia pari a 2.100 litri	2 Fisiologiche 500 mL per irrigazione
compresa la scorta (atm su manometro x 7 = litri disponibili)	2 Conf. ghiaccio sintetico
 2 Bombole O2 3 It la cui capacità complessiva sia pari a 300 litri (atm su manometro x 3 = litri disponibili) 	BAG VENTILAZIONE ADULTI
300 litri (atm su manometro x 3 = litri disponibili) ☐ 1 Bombola O2 7 lt di scorta, sigillata	☐ 1 Ambu adulti + reservoire + connessione O2 ☐ 1x Maschera mis. ☐ 6 ☐ 5 ☐ 4 ☐ 3-2 + ☐ 1 Filtro HME
☐ 1 Bombolino O2 3 It di scorta sigillato	☐ 1x Cannula Majo ☐Blu ☐Rosso ☐Giallo ☐Verde ☐Bianco
☐ 5 Sacchetti per rifiuti generici	☐ 1 Siringha 20 mL
☐ 1 Porta rifiuti ospedalieri materiale plastico rigido sigillabile	BAG VENTILAZIONE PEDIATRICA
□ 3 Teli sterili 150x60	☐ 1 Ambu pediatrico + reservoire + connessione O2 ☐ 1 Filtro HME
1x mis. Guanti S-M-L	1 Ambu neonatale + reservoire a tubo + connessione O2
Guanti sterili mis. 3 x 6,5 4 x 7,5 3 x 8,5	☐ 1x Maschere pediatriche 00-0–1–2 + ☐ 2 sondini aspir. pedi.
☐ 1 Forbici curve a punte smusse ☐ 1 Forbice taglia abiti ☐ 5 Cerotti ☐ 2 Nastro seta 2,5 cm ☐ 1 Nastro seta 5 cm	☐ 1x mis Cannula Mayo ☐ 0 (Azz) ☐ 00 (Nera) ☐ 000 (Rosa) BAG MEDICAZIONE
☐ QB Garze non sterili ☐ 1 Benda autoretraente o "Selfix"	☐ QB Garze non sterili ☐ 1 Benda autoretraente o "Selfix"
☐ 2x Benda 5 cm ☐ 1 Benda 7,5 cm ☐ 1 Benda 10 cm	☐ 2 Metalline ☐ 5 Bustine Farvicett ☐ 10 Garze sterili 10x10
☐ 1 Laccio venoso ☐ 1 Laccio arterioso in para	☐ 2 Teli sterili 150x60 cm
☐ 2 Metalline ☐ 5 Bustine Farvicett ☐ 10 Garze sterili 10x10	☐ 1 Laccio emostatico venoso ☐ 1 Laccio arterioso in para
☐ 1 H2O2 ☐ 1 Betadine 500 ml <i>aperti da non più di 90 giorni</i> ☐ 4 Fisiologiche 500 mL per irrigazione	☐ 1 Forbice a punta smussa ☐ 2x Benda 5 cm ☐ 1 Benda 7,5 cm ☐ 1 Benda 10 cm
☐ 1 Neoxidina mani aperta da < 90 gg	☐ 5 Cerotti ☐ 2 Nastro seta 2,5 cm ☐ 1 Nastro seta 5 cm
☐ 1 Padella ☐ 1 Pappagallo ☐ 4 Traverse salvaletto	☐ 1 H2O2 ☐ 1 Betadine 500 ml aperti da non più di 90 giorni
☐ 4 Maschere adulti con reservoir ☐ 2 Maschere "Filtramask"	BAG OSSIGENOTERAPIA
2 Maschere pediatriche con reservoir	☐ 2 Maschera adulti con reservoir ☐ 1 Occhialino O2
1 Occhialini ossigenoterapia	1 Maschera pediatrica con reservoir 1 Parte achi managasi in metariala plastica vigida sigillabila.
☐ 1 Set parto ☐ 1 Set ustioni (segnalare utilizzo o scadenza) ☐ 6 Conf. ghiaccio sintetico	1 Porta aghi monouso in materiale plastico rigido sigillabile
☐ 1 Ghiaccio spray	
☐ 1 Filtro HME	
☐ Tariffario regionale esposto nel vano sanitario	CONTROLLI PERIODICI
Autorizzazione sanitaria esposta nel vano sanitario	Ogni primo lunedì del mese controllare le scadenze delle
4 Caschetti autoprotezione	BAG sigillate rimuovendo i sigilli
□ BAG INFETTIVI □ Verificare integrità sigillo □ 4 Maschere TNT □ 4 Camici □ 3 Occhiali di protezione	
☐ 4 Maschere FFP3SL ☐ 4 Cappelli monouso	Not coco sia necessario aprire, rimuovendo i sigilli. le RAG per
☐ BAG VENTILAZIONE ADULTI scorta ☐ Verificare integrità sigillo	Nel caso sia necessario aprire, rimuovendo i sigilli, le BAG per prelevare il materiale necessario, al termine del servizio ripristinare e
☐ 1 Ambu adulti+reserv., raccordo O2, + ☐ 1x maschera n°4-5-6	controllare l'intero contenuto e riapplicare il sigillo .
☐ 1x Cannula di Majo adulti Blu-Rosso-Giallo-Verde	The state of the s
	in qualità di
	Il sottoscritto, in qualità di Caposervizio del giorno/, consapevole delle
	conseguenze derivanti dal produrre affermazioni mendaci, certifica
	di aver effettuato i controlli qualitativi, quantitativi e funzionali di tutti i
	presidi e le apparecchiature elettromedicali presenti sul mezzo di soccorso in oggetto, in osservanza alla DGR IX/000893 del
	01/12/2010 e successiva DGR IX/3542 del 30/05/2012.