

IMMOBILIZZATORE SPINALE (KED) (manovra a TRE Soccorritori)

NOMINATIVO: _____ **Assoc.** _____ **Data:** _____

Istruzioni ai soccorritori:

LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE	✓
1. Fa immobilizzare il capo in posizione neutra	
2. Chiama il paziente, si presenta, spiega la manovra; posiziona il collare cervicale previo controllo del collo	
3. Fa distanziare il paziente dallo schienale con l'aiuto di un altro soccorritore (mano sul petto e altra dietro la schiena)	
4. Posiziona l'immobilizzatore dietro la schiena del paziente con le cinghie sulla parete esterna infilandolo dal basso verso l'alto	
5. Centra l'immobilizzatore dietro il paziente; sfila i fermagambe e li estrae	
6. Avvolge i supporti laterali al tronco del paziente e chiude le tre cinghie nell'ordine: centrale, inferiore e superiore	
7. Tira l'immobilizzatore verso l'alto in modo da farlo calzare bene sotto le ascelle e tira bene le tre cinghie (attenzione ai problemi respiratori e addominali)	
8. Colloca, con un movimento lento e a zig zag, le cinghie per le gambe portandole sotto le cosce e le natiche e le fissa ciascuna dal suo lato	
9. Se necessario posiziona il cuscino in modo da riempire il vuoto tra la nuca della vittima e l'immobilizzatore	
10. Posiziona i supporti per il capo fissandoli con i lacci in velcro, il fermafronte e il sottogola vanno incrociati ai lati	
11. Controlla la tenuta di tutte le cinghie posizionate	
12. Estrae il paziente utilizzando le maniglie di sollevamento laterali, sostenendo gli arti inferiori	

PUNTI DI FORZA: _____

ASPETTI MIGLIORABILI: _____

INDICAZIONI/SUGGERIMENTI: _____